


DIGIRAD
By MEDITECH S.A.

DIGINET
By MEDITECH S.A.

DIGIVIEW
By MEDITECH S.A.

**DIGINET
DICOM SERVER**

SISTEMAS DIGIRAD



SERVIDOR DICOM

J. A. Roca 3456 - Florida
Bs.As.-Argentina
Tel: +54(11)4760-3300
Fax: +54(11)4761-1750
www.meditech.com.ar

**MEDITECH**
MEDICAL TECHNOLOGY
MEDICAL TECHNOLOGY
MEDITECH

DIGINET DICOM SERVER




DIGINET DICOM SERVER

Almacena Estudios provenientes de cualquier dispositivo médico DICOM para su inmediato análisis en estaciones de trabajo locales o remotas.

- Múltiples conexiones directas a todos los equipos.
- Rápido acceso a años de exámenes de pacientes.
- Base de datos de pacientes para almacenamiento de información demográfica.
- Grabación de CD o DVD para almacenamiento de imágenes.
- Trabaja con todos los equipos DICOM compatibles.
- Base de Datos de Patologías especiales para una consulta rápida.

HARDWARE

- Sistema basado en un computador Intel* de Última generación.
- Gran capacidad de almacenamiento de imágenes. (1TB Nativo / RAID 5 (opcional))
- 2 Gbytes RAM expansibles.
- Monitor LCD de alta resolución 19"
- Monitor LCD de grado médico (opcional).
- Grabador de DVD/CD-ROM .
- Impresora de alta resolución (opcional).
- Conexión a red integrada.



WWW.MEDITECH.COM.AR



Teléfono: +54(11)4760-3300
Dirección: Julio A. Roca 3456
Florida - Buenos Aires - Argentina

Contacto Comercial:
VENTAS@MEDITECH.COM.AR



DIGIRAD
By MEDITECH S.A.

DIGINET
By MEDITECH S.A.

DIGIVIEW
By MEDITECH S.A.