


SISTEMAS DIGIRAD

DIGIRAD MAMMO



**RADIOLOGÍA DIGITAL
DIRECTA PARA MAMOGRAFÍA**

J. A. Roca 3456 - Florida - B.A. - Argentina

Tel:+54(11)4760-3300

Fax:+54(11)4761-1750

www.meditech.com.ar

ventas@meditech.com.ar

 **MEDITECH**
MEDICAL TECHNOLOGY

DIGIRAD
by MEDITECH S.A.

DIGINET
by MEDITECH S.A.

DIGIVIEW
by MEDITECH S.A.

SISTEMAS DIGIRAD MAMMO

Sistema de Radiología
Digital Directa (DDR) compatible con
Mamógrafos convencionales y
Apto para actualización de equipos existentes.

DIGIRAD MAMMO

CARACTERÍSTICAS

- Salida de control al generador de alta tensión:
Interfaz compatible con los generadores más populares del mercado y desarrollos especiales para otros generadores.
- AEC, control automático de exposición
- Salida de control a Robótica:
Control e interacción con los dispositivos electro-mecánicos
- Interfaz para control automático de compresión y descompresión de la mama
- Desarrollos especiales disponibles
- Integración directa en sistemas HIS/RIS/PACS.
- Conformidad DICOM 3.0.
DICOM Query/Retrieve SCU
DICOM Store SCU y SCP.
- Manipulación de imágenes 2D:
Control de la ventana de visualización (Window Width/Level):
- Ventanas predefinidas y manuales, filtros, negativo, etc.
- Zoom y paneo de la imagen
- Rotación (+90, -90)
- Espejo horizontal y vertical.
- Colimación
- Anotaciones sobre la imagen:
Medidas: distancias, ángulos, diámetros, áreas, etc.
- Comentarios y flechas.



- Regiones de interés (ROI).
- Exportación de imagen 2D en formato JPG o BMP.
- Generación de CDs DICOM con visualizador autoejecutable.
- DICOM WORKLIST / MPPS. Configuración del flujo de trabajo
- Acceso directo a estudios previos del paciente.
- Impresión DICOM (DICOM PRINT) y Windows
- Las imágenes seleccionadas se podrán enviar a una impresora DICOM o a una impresora Windows


SENSOR CON TECNOLOGÍA CMOS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tamaño del pixel: 74.8 μm
Res: 3072 x 1944 pixels
Dimensiones: 15 CM X 23 CM
DQE: 0.7 @ 0.5 lp/mm
MTF @ 6 lp/mm: > 20%

CERTIFICACIONES

CE marked
IEC 60601-1 certified
IEC 60601-1-2 certified



 www.meditech.com.ar

 /MeditechArg

 Teléfono: +54(11)4760-3300

 Dirección: Julio A. Roca 3456
Florida - Buenos Aires - Argentina

 Contacto Comercial:
Ventas@meditech.com.ar



La información sobre el producto, imágenes, especificaciones y configuración está sujeta a cambios sin previo aviso.



DIGIRAD
By MEDITECH S.A.

DIGINET
By MEDITECH S.A.

DIGIVIEW
By MEDITECH S.A.

**SOFTWARE
DISPONIBLE EN:**
español, inglés y portugués.



MEDITECH
MEDICAL TECHNOLOGY