

# SISTEMAS DIGIRAD

# DIGIRAD XA

AHORA TAMBIÉN  
DISPONIBLE PARA  
CÁMARAS GigE VISION



## SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN PARA IMÁGENES DINÁMICAS

J. A. Roca 3456 - Florida - B.A. - Argentina

Tel:+54(11)4760-3300

Fax:+54(11)4761-1750

[www.meditech.com.ar](http://www.meditech.com.ar)

[ventas@meditech.com.ar](mailto:ventas@meditech.com.ar)

 **MEDITECH**  
MEDICAL TECHNOLOGY

**DIGIRAD**  
By MEDITECH S.A.

**DIGINET**  
By MEDITECH S.A.

**DIGIVIEW**  
By MEDITECH S.A.



# DIGIRAD XA

## DIGIRAD XA

APTO PARA:

- Arcos quirúrgicos
- Mesas seriográficas con radioscopia televisada
- Procedimientos vasculares
- Radiología intervencionista
- Colocación de marcapasos
- Traumatología

## CARACTERÍSTICAS

### SOFTWARE VERSÁTIL Y PRÁCTICO

Digirad XA le proporciona una interface de fácil uso combinando acciones intuitivas, de rápido reconocimiento y comprensión. Tan simple como trabajar en un entorno Windows. Este versátil sistema permite al operador utilizar procesos en tiempo real tales como: Substracción, Road Mapping, Zoom, etc. Amplia variedad de opciones y configuraciones. Funciones especiales como: Realce de Bordes, Filtro Recursivo, Máxima Opacificación, etc. están disponibles para el mejoramiento de la imagen.

En todos los modelos, el control remoto permite comandar el sistema sin necesidad de desplazarse hasta la consola de comandos, ni desatender al paciente.



### IMAGEN NÍTIDA Y SIN DISTORSIONES

Digirad XA es compatible con cámaras de grado médico analógicas, digitales y GigE Vision. Digirad XA es apto para video de alta o baja resolución.

### FÁCIL ALMACENAMIENTO Y COMPATIBILIDAD CON OTROS SISTEMAS

Digirad XA es totalmente compatible con la norma DICOM 3.0 para intercambio de imágenes médicas. Incluye funciones DICOM Print, DICOM Send y Worklist.

Permite también realizar impresiones en modo Windows con formatos de 1, 2, 4 y 6 imágenes.

 [www.meditech.com.ar](http://www.meditech.com.ar)

 [/MeditechArg](https://www.facebook.com/MeditechArg)

 Teléfono: +54(11)4760-3300

 Dirección: Julio A. Roca 3456  
Florida - Buenos Aires - Argentina

 Contacto Comercial:  
[Ventas@meditech.com.ar](mailto:Ventas@meditech.com.ar)



**DIGIRAD**  
By MEDITECH S.A.

**DIGINET**  
By MEDITECH S.A.

**DIGIVIEW**  
By MEDITECH S.A.

**SOFTWARE  
DISPONIBLE EN:**  
español, inglés y portugués.



**MEDITECH**  
MEDICAL TECHNOLOGY