

DIGIRAD
By MEDITECH S.A.

DIGINET
By MEDITECH S.A.

DIGIVIEW
By MEDITECH S.A.

DIGIRAD
WORKSTATION DR

SISTEMAS DIGIRAD



DIGIRAD
WORKSTATION

J. A. Roca 3456 - Florida
Bs.As. - Argentina
Tel: +54(11)4760-3300
Fax: +54(11)4761-1750
www.meditech.com.ar

**MEDITECH**
MEDICAL TECHNOLOGY
MEDICAL TECHNOLOGY
MEDITECH

DIGIRAD WORKSTATION DR

DIGIRAD WORKSTATION DR (MULTIMODALIDAD)

Consola de fácil uso, para visualizar imágenes con calidad médica. Compatible con la norma DICOM.

Estación de informes compatible con la línea de productos DIGIRAD® y DIGINET® de MEDITECH S.A. y que además le permite visualizar y procesar estudios de un CD-ROM grabado por un equipo de cualquier marca en norma DICOM 3.0.

CARACTERISTICAS

- Software realizado bajo entorno Windows®.
- Manejo de imágenes de 16 bits en modo real.
- Brillo y contraste en tiempo real a 16bits.
- Zoom interpolado continuamente variable entre 1/10 y 4 X en tiempo real.
- Relación 1:1 anatomía-placa (1cm de anatomía igual a 1cm de imagen en placa)
- Pantalla dividida en 2, 4 o 6 para trabajar con múltiples imágenes simultáneamente.
- Mediciones reales de distancia, ángulos y densidad (en valores Hounsfield cuando corresponde).
- Anotaciones en la Imagen y máscara geométrica.
- Permite incluir el informe médico junto con el archivo DICOM del estudio.
- Colimador rectangular, circular y poligonal.
- Filtro de reducción de ruido.
- Filtro de realce de bordes.
- Stitching de multiples imágenes
- Herramientas específicas para mamografía
- Grabación de estudios en CD-ROM DICOM 3.0
- Acepta comandos "Windows copiar y pegar" a otros programas (Ej. Power Point, Word, Excel, Etc.**)
- Digirad® Imager, impresión Windows de calidad.
- Digirad® DICOMprint, Print Service Class User. Com-

patible con todos los formatos Standard y especiales (ROW, COL y Asimétricos).

- Digirad® DICOM mini PACS, Storage Class Provider.
- Digirad® DICOMsend, Storage Class User.
- Compatible con cualquier servidor DICOM (Storage Class Provider)

Procesamientos Opcionales:

- Reconstrucción Multiplanar - MPR.*
- Desarrollos especiales según demanda.*

CONFIGURACIÓN DE CPU SUGERIDA:

CPU con procesador Intel® de última generación.
Alta capacidad de almacenamiento disco interno SATA III
2.0 Gbytes de memoria RAM.
Monitor de Ultra Alta resolución LCD de 20"
(1600 x 1200 color verdadero o monocromático de grado médico).
Grabador de CD/DVD.
Conexión a RED integrada para permitir acceso a Internet, telé diagnóstico y actualizaciones de software on-line.
Sistema operativo Windows Profesional

WWW.MEDITECH.COM.AR



www.facebook.com/MeditechArg

Teléfono: +54(11)4760-3300

Dirección: Julio A. Roca 3456
Florida - Buenos Aires - Argentina

Contacto Comercial:

VENTAS@MEDITECH.COM.AR



DIGIRAD
By MEDITECH S.A.

DIGINET
By MEDITECH S.A.

DIGIVIEW
By MEDITECH S.A.