

DIGIRAD
By MEDITECH S.A.

DIGINET
By MEDITECH S.A.

DIGIVIEW
By MEDITECH S.A.

DIGIRAD
WORKSTATION XA

SISTEMAS DIGIRAD



DIGIRAD
WORKSTATION XA
ANGIO - HEMODINAMIA

J. A. Roca 3456 - Florida
Bs.As. -Argentina
Tel: +54(11)4760-3300
Fax: +54(11)4761-1750
www.meditech.com.ar

**MEDITECH**
MEDICAL TECHNOLOGY
MEDICAL TECHNOLOGY
WEDITECH

DIGIRAD WORKSTATION XA

DIGIRAD WORKSTATION XA

Por ser un sistema fácil de operar permite al usuario ejecutar poderosas rutinas rápidamente sin requerir experiencia en computación o programación; Digirad Workstation brinda una gran capacidad de visualización de estudios angiográficos, cardíacos o vasculares incluyendo lectura de CD DICOM, reproducción en tiempo real, zoom continuo, pan, realce de bordes, substracción, promediado y máxima opacidad. Análisis cuantitativo LV y QCA.

Digirad Workstation es el compañero ideal de su Digirad® "RT" ó Digirad® "C" ya que le permite grabar en CD-ROM e Imprimir las imágenes sin demorar al equipo principal, permitiendo un mayor numero de pacientes por día.

SOFTWARE: Digirad ® Workstation XA

- Realizado bajo entorno Windows® XP Pro.
- Substracción de estudios incluidos en CD-ROM de equipos de otras marcas, aunque no estén grabados substraídos.
- Loop continuo
- Procesamiento de Imágenes:
Brillo y contraste en tiempo real.
Substracción de imágenes en tiempo real, con posibilidad de pixel shift y referencia anatómica.
Zoom interpolado continuamente variable entre 1/10 y 4 X en tiempo real.
Mediciones reales de distancia, ángulos y densidad (en valores Hounsfield cuando corresponde)
Cálculo automático de estenosis y fracción de eyección
Anotaciones en la Imagen y mascara geométrica.
Filtro de reducción de ruido
Máxima opacidad y promedio de imágenes
Filtro de realce de bordes.
- DICOM 3.0 compatible.
- Impresión de Imágenes mediante el Digirad ® Imager incorporado (Opcional DICOM Print)
- Windows copiar y pegar a otros programas (Ej. Power Point, Word, Excel, Etc.**)

HARDWARE:

- Sistema basado en un computador Intel® de ultima Generación.
- Amplia capacidad de almacenamiento de Imágenes 2 Gbytes de memoria RAM.
- Monitor de Alta resolución de 19" LCD
- Grabador de CD/DVD - ROM Integrado.
- Lector de CD/DVD-ROM Independiente para agilizar la visualización de los estudios.
- Digirad ® Imager, impresión fotográfica de alta de resolución.
- Conexión a RED integrada.



WWW.MEDITECH.COM.AR



www.facebook.com/MeditechArg

Teléfono: +54(11)4760-3300

Dirección: Julio A. Roca 3456
Florida - Buenos Aires - Argentina

Contacto Comercial:

VENTAS@MEDITECH.COM.AR



DIGIRAD
By MEDITECH S.A.

DIGINET
By MEDITECH S.A.

DIGIVIEW
By MEDITECH S.A.